


**ВАШ ЛИЧНЫЙ ПОМОЩНИК В ВОПРОСАХ ГИГИЕНЫ**



**DWS**

**PROFI GROUP**



**Эксклюзивный поставщик в России :**



***DR. WEIGERT***  
Systematic Hygiene

Химическая фабрика  
**DR. WEIGERT GmbH &  
Co.KG**



ОДОБРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ МОЕЧНОЙ  
ТЕХНИКИ





ОДОБРЕНО ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ХИРУРГИЧЕСКИХ  
ИНСТРУМЕНТОВ, ЭНДОСКОПОВ И  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ



## Основные этапы обработки ИМН

- подготовка (предварительная обработка, сбор, предварительная очистка и, если потребуется, разборка);
- очистка, дезинфекция, заключительная промывка, сушка;
- визуальный контроль чистоты и безукоризненного состояния материала;
- если потребуется, уход и текущий ремонт;
- проверка работоспособности;
- маркировка;
- упаковка и стерилизация.
- хранение.

# ПРОДУКТЫ neodisher® для МЕДИЦИНЫ



## **ПРОДУКТЫ neodisher® для МЕДИЦИНЫ**

**-ЩЕЛОЧНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА**

**-НЕЙТРАЛЬНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА**

**-КИСЛОТНЫЕ МОЮЩИЕ СРЕДСТВА И  
ОПОЛАСКИВАТЕЛИ**

**-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА**

**-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА**

# РУЧНАЯ И УЗ-МОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ





## РУЧНАЯ МОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ



### neodisher LM2

Жидкое, средне щелочное моющее средство

- Для ручной и предварительной очистки ИМН в ультразвуковой и погружной ваннах.
- Низкопенное, легко смывается.

Дозировка 5- 20 мл/л.

Фасовка: флакон 1л, канистра 10 л,

### neodisher IR

Кислотное моющее средство для ИМН.

- Для ручной очистки ИМН в ультразвуковой и погружной ваннах.
- На основе фосфорной кислоты.

Дозировка 10-100 мл/л.

Фасовка: флакон 1л, канистра 12кг.



## РУЧНАЯ МОЙКА ИНСТРУМЕНТОВ

### **hollu Clino-C**

Чистящая паста для нержавеющей стали, меди, латуни и других цветных металлов.

Не царапает и не шлифует поверхность за счет быстрого растворения абразивных частиц при воздействии на поверхность.

Состав: смесь ПАВ, кислот, красок и абразива.

Фасовка: банка 750 г.



### **neodisher Septo Active**

Порошкообразное средство для ручной дезинфекции термостабильных и термолабильных инструментов, включая гибкие эндоскопы; для мойки и дезинфекции ИМН механизированным и ручным способами, в том числе в УЗ-ванне; для дезинфекции высокого уровня; для холодной химической стерилизации. Фасовка: 100 г, 2 кг, 8 кг.

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ



## Виды программ автоматической мойки

### Термическая дезинфекция

При термической обработке дезинфекция осуществляется при температурах выше 65 °С с соответствующим временем воздействия.

$A_0=600$ , достигается при: 80°С/600 сек.

85°С/190 сек.

90°С/60 сек.

в случае возникновения серьезной эпидемии  $A_0= 3000$ , достигается при: 80°С/3000 сек.

85°С/950 сек.

90°С/300 сек.

93°С/150 сек.

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

## neodisher FA

Жидкое щелочное средство для ИМН из нержавеющей стали.  
Без ПАВ и окислителей.  
Фасовка: канистра 5 л.



## neodisher MA

Среднещелочное моющее средство в виде порошка.  
Высокая степень защиты и совместимость материалов.  
Фасовка: ведро 10кг.

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

## neodisher N

Жидкое, кислотное моющее и нейтрализующее средство.

- Для нейтрализации щелочи, для очистки известкового налета и кислоторастворимых остатков.
  - На основе фосфорной кислоты.
- Фасовка: канистра 5л, 25 кг.



## neodisher Z

Жидкое, кислотное моющее и нейтрализующее средство.

- Для нейтрализации щелочи и удаления кислоторастворимых остатков.
  - На основе органических кислот.
- Фасовка: канистра 5л


**neodisher FA**

**neodisher MA**

**neodisherMediZym**

**neodisher Z**

**neodisher N**



Программа очистки с термической дезинфекцией

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ





# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА ХИРУРГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

## neodisher MediClean forte

Жидкое слабощелочное средство

- Содержит ПАВ и ферменты.
- Универсальное применение.
- Отличная совместимость материалов.
- Предотвращает отложение белков.

Дозировка 5-10 мл/л.

Фасовка: канистра 5 л.




## neodisher MediKlar

Жидкий ополаскиватель

- Для ИМН, в том числе офтальмологические инструменты, анестезия, контейнеры и имплантаты.
- Сокращает время сушки до 50%.  
Дозировка 0,3-1 мл/л.  
Фасовка: канистра 5 л.

**neodisher  
MediClean forte**

**neodisher MediKlar**



Программа очистки с термической дезинфекцией

## Виды программ автоматической мойки

### Химико-термическая дезинфекция

При химико-термических методах очистка выполняется при заданных температурах (обычно  $< 65$  °С, для гибких эндоскопов  $< 60$  °С) с использованием пригодного для машинной обработки дезинфицирующего средства соответствующей концентрации с необходимым временем воздействия.

## Химико-термическая дезинфекция

### **neodisher Septo DN**

Дезинфицирующее средство

- На основе глутарового альдегида.
  - Отличная совместимость материалов (подходит в том числе для гибких эндоскопов).
  - 1% при  $t^*55^{\circ}\text{C}$  время 5 минут
  - 1% при  $t^*50^{\circ}\text{C}$  время 10 минут
- Фасовка: канистра 5 л.




# Химико-термическая дезинфекция

**neodisher  
MediClean forte**

**neodisher  
Septo DN**

**neodisher  
MediKlar**



Программа очистки с химико-термической дезинфекцией

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ



# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

## neodisher FA dental

Жидкое щелочное средство для ИМН из нержавеющей стали.

Без ПАВ и окислителей.

Рекомендовано Miele и MELAG.

Фасовка: канистра 5 л.



## neodisher MA dental

Порошкообразное щелочное средство для стоматологических инструментов из нержавеющей стали.

Без окислителей.

Рекомендовано Miele и MELAG.

Фасовка: канистра 5 л.

# АВТОМАТИЧЕСКАЯ МОЙКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ИНСТРУМЕНТОВ

## neodisher N dental

Жидкое кислотное средство на основе фосфорной кислоты.

Рекомендовано Miele и MELAG.

Фасовка: канистра 1 л.



## neodisher Mielclear

Жидкий кислотный ополаскиватель для инструментов.

Для быстрой сушки, без образования полос.

Защита от коррозии.

Рекомендовано Miele.

Фасовка: флакон 1 л.



## СРЕДСТВА ДЛЯ УХОДА

### neodisher IP Konz

Смазка для инструментов для автоматического дозирования.

### neodisher IP Spray

Смазка в виде спрея для шарнирных инструментов.

### neoblank Spray

Средство по уходу за поверхностями из нержавеющей стали.



## Коррозия металла вследствие недостаточного использования средств для ухода





**ООО «ДВС Профи Групп», Санкт-Петербург, Липовая аллея, 9А, оф. 1005  
(812)622-19-20\21**